



Hart Walker

TÜRKİYE

Özgür adımlar



Hart Walker



Hart Walker
T Ü R K İ Y E



Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklarına yol açan hastalıkları olan çocuklar, hastalıklarının derecesine bağlı olarak yürüme güçlüğü çekmekte veya hiç yürüyememektedir.

Hart Walker, gövde desteği ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, gelişim düzeyi uygun olan çocukların, eller serbest şekilde yürümesini sağlar.

Mevcut rehabilitasyon programı paralelinde kullanılan Hart Walker, büyümenin hızlı olduğu çocukluk döneminde gerekli hareketliliği ve yürüme uyarımını sağlayarak normale yakın kas ve kemik gelişimine yardımcı olur. Bu şekilde deformitelerin ve olası ameliyatların azalmasını sağlar. Dik pozisyonda ayakta durmanın ve yürümenin kan dolaşımı, sindirim ve solunum üzerindeki olumlu etkileri sayesinde genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırır.

Hart Walker ayrıca çocuğun yaşitları ile iletişimini artırır, oyunlara katılarak sosyalleşmesine katkı sağlar. Çevreyle etkileşimini ve motivasyonunu artırarak hayata katılmasına yardımcı olur.

Detaylı bilgi ve değerlendirme randevusu için:



Fizyomega
PEDIATRİK ÇÖZÜMLER MERKEZİ

Osmaniye Mh. Fabrikalar Sk. No.6A/1 Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 570 00 20 • Faks: 0 212 570 00 89

facebook.com/hartwalkerturkiye • twitter.com/HartWalkerTR

info@hartwalkerturkiye.com • www.hartwalkerturkiye.com

Hart Walker



çocuğun elleri serbest bir şekilde, bağımsız ve düzgün bir patern ile yürümesini sağlayan bir yürüme yardımcısıdır.



Nedir?

İngiltere’de geliştirilmiş ve üretilmekte olan Hart Walker, çocuğun elleri serbest bir şekilde, bağımsız ve düzgün bir patern ile yürümesini sağlayan bir yürüme yardımcısıdır. Uzun yıllardır dünyada pek çok ülkede başarıyla kullanılmaktadır. Hart Walker çocuğun mevcut rehabilitasyon programı paralelinde kullanılır. **Cihaz her çocuğun vücut yapısına ve ihtiyacına göre özel olarak üretilir ve uygulanır.**



Çocuğun büyüme ve gelişimi doğrultusunda ayarlanarak, gerektiği sürece ve yıllar boyunca kullanılabilir.

Kimler İçin Uygundur?

Cerebral palsi, spina bifida, kas hastalıkları gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklarına yol açan hastalıklar sonucu **yürüyemeyen çocukların Hart Walker kullanarak yürüme olanağı bulunmaktadır.** Bir çocuğun Hart Walker kullanabilmesi için ayakta durabilmesine, bağımsız oturabilmesine, hatta baş kontrolünün olmasına gerek yoktur. Üst gövdesinden desteklendiğinde adım atma yeteneğine sahip çocuklar, Hart Walker kullanımı açısından değerlendirilebilir. Çocuğun Hart Walker kullanımına uygun olup olmadığı yapılacak deneme ve değerlendirme sonucunda belirlenecektir.

Nasıl Uygulanır?

Hart Walker kullanımı düşünülen çocuklar, çocuk konusunda uzmanlaşmış fizyoterapist tarafından merkezimizde değerlendirmeye alınır. Uzmanımız değerlendirme ve uygulama eğitimini Hart Walker'ın İngiltere'deki merkezinde almıştır.

Uygun görülen çocuklar için ölçü alınır ve gereken destekleyici aparatlar belirlenir. Bu veriler doğrultusunda cihaz çocuğa özel olarak İngiltere'de üretilir.



Cihazın elimize ulaşmasını takiben, kurulum ve son ayarları merkezimizde yapılarak **ÇOCUĞA** ve aileye kullanım eğitimi verilir.

Hart Walker'ın verimli kullanılabilmesi için, **ÇOCUĞUN** büyüme ve gelişimi doğrultusunda periyodik olarak değerlendirme ve ayarlarının yapılması gereklidir.




Özellikleri

Çocuğun kalça ve bacaklarına bağlanan, eklemli destekleyici elemanlar, çocuğun adımlarına kılavuzluk eder. Bu şekilde bacaklardaki "makaslama" ya da "parmak ucu basma" gibi istenmeyen hareketleri engeller. Cihaz bacaklar arasındaki olası farklılıklara göre ayarlanabilir, istenen hareketler desteklenebilir ve istenmeyen hareketler engellenebilir. Üst gövdeye uygulanacak olan destek çocuğun ihtiyacına göre belirlenir. Cihaz çocuğun büyüme ve gelişimine uyum sağlayacak şekilde ayarlanabilir.

Cihazın dört tekerlekli olan taban bölümü, iyi bir postüre ve etkili bir yürüme paternine ulaşması için çocuğa cesaret veren dengeli bir destek sunar. Bu sayede minimum gözetim ile bağımsız mobilitenin avantajını sağlar.

Taban bölümü, ayarlanabilir ve her yöne dönebilir ön tekerleklere sahiptir. Ön tekerlekler çocuğun yürüme yönüne anında tepki verir ve çocuğun yan adım atma becerisi doğrultusunda, olduğu yerde dönmesine olanak tanır.

Teleskopik olarak ayarlanabilir olan taban bölümü, çocukla birlikte büyütülebilmektedir. Bu özellik ayrıca taşıma veya depolamada kolaylık için cihazın küçültülebilmesini de sağlar.



Çocuk İçin Yararları

- Kas ve kemik gelişimine yardımcı olarak deformitelerin ve olası ameliyat gereksinimlerinin azalmasını sağlar veya önüne geçer.
- Dik pozisyonda ayakta durmanın ve yürümenin kan dolaşımı, sindirim ve solunum üzerindeki olumlu etkileri sayesinde genel sağlığı ve yaşam kalitesini artırır.
- Doğru yürüme paterninin gelişmesini destekler.
- Çocuğun yaşlıları ile iletişimini artırır, oyunlara katılarak sosyalleşmesine katkı sağlar.
- Alışveriş merkezi, park gibi uygun alanlarda çocuğun ailesiyle birlikte yürüyerek vakit geçirmesini ve eğlenmesini sağlar.

Hart Walker



Çocuğun çevreyle etkileşimini ve motivasyonunu artırarak hayata katılmasını destekler.





Hart Walker

TÜRKİYE

Özgür adımlar





Hart Walker

TÜRKİYE

Detaylı bilgi ve değerlendirme randevusu için:



Fizyomega
PEDIATRİK ÇÖZÜMLER MERKEZİ

Osmaniye Mh. Fabrikalar Sk. No.6A/1 Bakırköy / İSTANBUL

Tel: 0 212 570 00 20 • Faks: 0 212 570 00 89

facebook.com/hartwalkerturkiye • twitter.com/HartWalkerTR

info@hartwalkerturkiye.com • www.hartwalkerturkiye.com